



### **Product description**

Order number	72.991.102
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil alto, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tampa plana, tampa acoplada, 120 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	8
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal 0.2 ml

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Cor do produto transparente

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Padrão de pureza PCR Performance Tested

Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 1200

Tipo de embalagem interior pacote

Unidades por caixa interna 120

Unidades por caixa 1200

Unidades por palete 40320

Volume da embalagem  
externa 0.0354 cbm

Peso do produto 0.0018 kg

Peso da embalagem externa 2.77 kg

EAN da caixa interna 4038917231657

EAN da embalagem externa 4038917231640

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

