




Product description

Order number	72.991.103
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, até 100 µl, Perfil baixo, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tampa plana, tampa acoplada, adequado para qPCR, 12 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	8
Volume de trabalho	5 µl - 0,1 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Diâmetro	6.26 mm
Largura do produto	10.6 mm
Altura do produto	15.4 mm
Comprimento do produto	71.6 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	120
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	120
Unidades por caixa	1200
Unidades por palete	43200
Profundidade da embalagem externa	305 mm
Largura da embalagem externa	279 mm
Altura da embalagem externa	305 mm
Volume da embalagem externa	0.026 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	2.2 kg
EAN da caixa interna	4038917231688
EAN da embalagem externa	4038917231671

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

