



Product description

Order number	72.991.992
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, até 200 µl, Perfil alto, PCR Performance Tested, vermelho/verde/azul/violeta, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, tampa acoplada, adequado para qPCR, 120 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	8
Volume de trabalho	10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Volume nominal 0.2 ml
Volume máximo 200 µl
Diâmetro 7.5 mm
Largura do produto 10.2 mm
Altura do produto 20.65 mm
Comprimento do produto 72.4 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto cores variadas

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 480
Tipo de embalagem interior pacote com minialça
Unidades por caixa interna 480
Unidades por caixa 480
Unidades por palete 34560
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 1.01 kg
EAN da caixa interna 4038917124317
EAN da embalagem externa 4038917077613

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

