



Product description

Order number 72.994.992
Descrição do artigo Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil alto, PCR Performance Tested, vermelho/verde/azul/violeta/amarelo, material: PP, tampa redonda, tampa acoplada, 120 unid./pacote

Product characteristics

Graduação não
Tampa tampa redonda
Tipo de fechamento tampa de pressão
Forma do fundo cônico
High profile ou Low profile Perfil alto
Quantidade de poços 8

Size

Volume nominal 0.2 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto cores variadas

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1200
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 120
Unidades por caixa 1200
Unidades por palete 1200
Volume da embalagem 0.0299 cbm
externa
Peso do produto 0.0031 kg
Peso da embalagem externa 4.3 kg
EAN da caixa interna 4038917124331
EAN da embalagem externa 4038917080743

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

