




Product Specification

Rack, PP, dimensão da grade: 12 x 8, adequado para microtubos e tubos com Ø 4-30 mm

Page 1



Product description

Order number	93.879
Descrição do artigo	Rack, material: PP, de várias cores, dimensão da grade: 12 x 8, (CxLxA): 108 x 108 x 257 mm, adequado para microtubos e tubos com Ø 4-30 mm, 1 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	microtubos e tubos com Ø 4-30 mm
Dimensão da grade	12 x 8
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	108 mm
Altura do produto	257 mm
Comprimento do produto	108 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto de várias cores

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 4
Unidades por palete 384
Profundidade da embalagem 216 mm
externa
Largura da embalagem 254 mm
externa
Altura da embalagem externa 241 mm
Volume da embalagem 0.0132 cbm
externa
Peso do produto 0.8348 kg
Peso da embalagem externa 3.6 kg
EAN da caixa interna 4038917355162
EAN da embalagem externa 4038917355155

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

