




## Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, PP,  
dimensão da grade: 6 x 6, para 36 recipientes

Page 1



### Product description

Order number	93.880
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: PP, verde, dimensão da grade: 6 x 6, para 36 recipientes, adequado para tubos de 15 ml e tubos de até Ø 17 mm, 2 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de 15 ml e tubos de até Ø 17 mm
Capacidade de armazenamento	36
Dimensão da grade	6 x 6
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, PP,  
dimensão da grade: 6 x 6, para 36 recipientes**

**Page 2**

### Size

Largura do produto	144 mm
Altura do produto	127 mm
Comprimento do produto	144 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	verde
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	2
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	2
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	420
Profundidade da embalagem externa	251 mm
Largura da embalagem externa	300 mm
Altura da embalagem externa	452 mm
Volume da embalagem externa	0.034 cbm
Peso do produto	0.2228 kg
Peso da embalagem externa	3.2 kg
EAN da caixa interna	4038917355193
EAN da embalagem externa	4038917355186

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**