



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 7 x 7, para 49
recipientes

Page 1



Product description

Order number	95.64.922
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca, dimensão da grade: 7 x 7, para 49 recipientes, adequado para tubos de, no máximo, 22 mm Ø, altura do tubo entre 88,5-129 mm, 1 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de, no máximo, 22 mm Ø, altura do tubo entre 88,5-129 mm
Capacidade de armazenamento	49
Dimensão da grade	7 x 7

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 7 x 7, para 49
recipientes

Page 2

Size

Largura do produto	154 mm
Altura do produto	130 mm
Comprimento do produto	152 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	27
Unidades por palete	324
Profundidade da embalagem externa	521 mm
Largura da embalagem externa	521 mm
Altura da embalagem externa	610 mm
Volume da embalagem externa	0.1653 cbm
Peso do produto	0.22 kg
Peso da embalagem externa	7.3 kg
EAN da caixa interna	4038917095709
EAN da embalagem externa	4038917067447

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT