



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 10 x 10, para 100
recipientes

Page 1



Product description

Order number	95.64.923
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca, dimensão da grade: 10 x 10, para 100 recipientes, adequado para tubos de, no máximo, 12 mm Ø, altura do tubo entre 29-34 mm, 1 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de, no máximo, 12 mm Ø, altura do tubo entre 29-34 mm
Capacidade de armazenamento	100
Dimensão da grade	10 x 10

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-08-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 10 x 10, para 100
recipientes**

Page 2

Size

Largura do produto	135 mm
Altura do produto	34 mm
Comprimento do produto	135 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	156
Unidades por palete	1872
Profundidade da embalagem externa	495 mm
Largura da embalagem externa	419 mm
Altura da embalagem externa	546 mm
Volume da embalagem externa	0.1134 cbm
Peso do produto	0.0815 kg
Peso da embalagem externa	13.4 kg
EAN da caixa interna	4038917095716
EAN da embalagem externa	4038917067454

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-08-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT