



## Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,  
papelão, dimensão da grade: 12 x 12, para 144  
recipientes

Page 1



### Product description

Order number	95.64.924
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca, dimensão da grade: 12 x 12, para 144 recipientes, adequado para tubos de, no máximo, 9,5 mm Ø, altura do tubo entre 19-26 mm, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de, no máximo, 9,5 mm Ø, altura do tubo entre 19-26 mm
Capacidade de armazenamento	144
Dimensão da grade	12 x 12

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,  
papelão, dimensão da grade: 12 x 12, para 144  
recipientes**

**Page 2**

### Size

Largura do produto	135 mm
Altura do produto	28 mm
Comprimento do produto	135 mm

### Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	216
Unidades por palete	2592
Profundidade da embalagem externa	521 mm
Largura da embalagem externa	521 mm
Altura da embalagem externa	610 mm
Volume da embalagem externa	0.1653 cbm
Peso do produto	0.0632 kg
Peso da embalagem externa	15.6 kg
EAN da caixa interna	4038917095723
EAN da embalagem externa	4038917067461

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**