



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papalão, dimensão da grade: 9 x 9, para 81
recipientes

Page 1



Product description

Order number	95.64.952
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papalão, branca, dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes, adequado para tubos de Ø 13 mm

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de Ø 13 mm
Capacidade de armazenamento	81
Dimensão da grade	9 x 9

Size

Largura do produto	135 mm
Altura do produto	105 mm
Comprimento do produto	135 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 9 x 9, para 81
recipientes

Page 2

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	60
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	60
Unidades por palete	720
Volume da embalagem externa	0.1387 cbm
Peso do produto	0.1298 kg
Peso da embalagem externa	7.82 kg
EAN da caixa interna	4038917319638
EAN da embalagem externa	4038917571081

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT