



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 8 x 8, para 64
recipientes

Page 1



Product description

Order number	95.64.964
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca, dimensão da grade: 8 x 8, para 64 recipientes, adequado para tubos de Ø 15 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	tubos de Ø 15 mm
Capacidade de armazenamento	64
Dimensão da grade	8 x 8

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 8 x 8, para 64
recipientes

Page 2

Size

Largura do produto	135 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	135 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	120
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	120
Unidades por palete	1920
Volume da embalagem externa	0.1134 cbm
Peso do produto	0.0908 kg
Peso da embalagem externa	10.95 kg
EAN da caixa interna	4038917247412
EAN da embalagem externa	4038917247405

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT