



Product description

Order number	95.64.998
Descrição do artigo	Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Tipo de fechamento	tampa de encaixe

Size

Largura do produto	135 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	135 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca
Material de fechamento	cardboard
Cor da tampa	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 10
Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 120
Unidades por palete 2160
Volume da embalagem 0.1134 cbm
externa
Peso do produto 0.065 kg
Peso da embalagem externa 7.86 kg
EAN da caixa interna 4038917246927
EAN da embalagem externa 4038917246910

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

