



Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para microtubo com tampa de rosca

Page 1



Product description

Order number	93.1428
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 4, (CxLxA): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adequado para microtubo com tampa de rosca, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	microtubo com tampa de rosca
Capacidade de armazenamento	48
Dimensão da grade	12 x 4
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	90 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	257 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 40
Unidades por palete 1200
Profundidade da caixa interna 92 mm
Largura da caixa interna 42 mm
Altura da caixa interna 259 mm
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.2368 kg
Peso da embalagem externa 11.21 kg
EAN da caixa interna 4038917086608
EAN da embalagem externa 4038917005142

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

