




Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm

Page 1



Product description

Order number	93.1431
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 4, (CxLxA): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm
Capacidade de armazenamento	48
Dimensão da grade	12 x 4
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm

Size

Largura do produto	90 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	257 mm

Material & colours

Material do produto	Polycarbonato (PC)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	40
Unidades por palete	1200
Profundidade da caixa interna	92 mm
Largura da caixa interna	42 mm
Altura da caixa interna	259 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.1968 kg
Peso da embalagem externa	9.61 kg
EAN da caixa interna	4038917086615
EAN da embalagem externa	4038917005159

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

