



Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para tubos, S-Monovette® 13 mm Ø

Page 1



Product description

Order number	93.838.013
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 4, (CxLxA): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adequado para tubos, S-Monovette® 13 mm Ø, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	tubos, S-Monovette® 13 mm Ø
Capacidade de armazenamento	48
Dimensão da grade	12 x 4
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	90 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	257 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para tubos, S-Monovette® 13 mm Ø

Page 2

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 40
Unidades por palete 1200
Profundidade da caixa interna 92 mm
Largura da caixa interna 42 mm
Altura da caixa interna 259 mm
Profundidade da embalagem externa 398 mm
Largura da embalagem externa 398 mm
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem externa 0.0539 cbm
Peso do produto 0.2138 kg
Peso da embalagem externa 10.29 kg
EAN da caixa interna 4038917121699
EAN da embalagem externa 4038917017947

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT