




Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 10 x 2, adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®

Page 1



Product description

Order number	93.844.100
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 10 x 2, (CxLxA): 257 x 62 x 55 mm, para 20 recipientes, adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®
Capacidade de armazenamento	20
Dimensão da grade	10 x 2
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	62 mm
Altura do produto	55 mm
Comprimento do produto	257 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 10 x 2, adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 42
Unidades por palete 1260
Profundidade da caixa interna 65 mm
Largura da caixa interna 58 mm
Altura da caixa interna 260 mm
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.1907 kg
Peso da embalagem externa 10.14 kg
EAN da caixa interna 4038917121712
EAN da embalagem externa 4038917017961

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

