



### **Product description**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 93.853.132  |
| Descrição do artigo | Block Rack D13, para 50 recipientes, Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 5 x 10, amarela, material: PP |

### **Product characteristics**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Rótulo/impressão            | com impressão |
| Quantidade de poços         | 50            |
| Capacidade de armazenamento | 50            |
| Dimensão da grade           | 5 x 10        |
| Autoclavável (máx. °C)      | 121 °C        |

### **Size**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro da abertura   | 13 mm  |
| Largura do produto     | 96 mm  |
| Altura do produto      | 45 mm  |
| Comprimento do produto | 180 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Block Rack D13, Ø da abertura: 13 mm, 5 x 10, amarela**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto amarela

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior -  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 16  
Unidades por palete 1440  
Profundidade da embalagem externa 398 mm  
Largura da embalagem externa 368 mm  
Altura da embalagem externa 120 mm  
Volume da embalagem externa 0.0176 cbm  
Peso do produto 0.1687 kg  
Peso da embalagem externa 3.16 kg  
EAN da caixa interna 4038917122535  
EAN da embalagem externa 4038917074032

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**