




Product Specification

**Rack em bloco duplo D13, Ø da abertura: 13 mm,
10 x 10, cinza**

Page 1



Product description

Order number	93.853.200
Descrição do artigo	Rack em bloco duplo D13, para 100 recipientes, Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 10 x 10, cinza, material: PP reciclado

Product characteristics

Quantidade de poços	100
Capacidade de armazenamento	100
Dimensão da grade	10 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	13 mm
Largura do produto	192 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	180 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	cinza

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	-
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	8
Unidades por palete	720
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0176 cbm
Peso do produto	0.3509 kg
Peso da embalagem externa	3.27 kg
EAN da caixa interna	4038917122573
EAN da embalagem externa	4038917074070

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

