




Product description

Order number	93.893.100
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 10 x 2, (CxLxA): 327 x 72 x 60 mm, para 20 recipientes, adequado para tubos 100 x 21,5 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	tubos 100 x 21,5 mm
Capacidade de armazenamento	20
Dimensão da grade	10 x 2
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	72 mm
Altura do produto	60 mm
Comprimento do produto	327 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	40
Unidades por palete	800
Profundidade da embalagem externa	584 mm
Largura da embalagem externa	387 mm
Altura da embalagem externa	360 mm
Volume da embalagem externa	0.0814 cbm
Peso do produto	0.2524 kg
Peso da embalagem externa	11.57 kg
EAN da caixa interna	4038917123136
EAN da embalagem externa	4038917362375

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

