



Product description

Order number	93.894
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 6 x 3, (CxLxA): 137 x 70 x 40 mm, para 18 recipientes, adequado para microtubo com tampa de rosca, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	microtubo com tampa de rosca
Capacidade de armazenamento	18
Dimensão da grade	6 x 3
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	70 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	137 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 36
Unidades por palete 2376
Profundidade da caixa interna 72 mm
Largura da caixa interna 42 mm
Altura da caixa interna 138 mm
Profundidade da embalagem externa 438 mm
Largura da embalagem externa 268 mm
Altura da embalagem externa 155 mm
Volume da embalagem externa 0.0182 cbm
Peso do produto 0.1069 kg
Peso da embalagem externa 4.91 kg
EAN da caixa interna 4038917084505
EAN da embalagem externa 4038917003315

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

