



Product Specification

Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 10 x 5, adequado para tubos de 15 ml

Page 1



Product description

Order number	95.64.251
Descrição do artigo	Rack, material: poliestireno expandido, branca, dimensão da grade: 10 x 5, (CxLxA): 205 x 127 x 46 mm, para 50 recipientes, adequado para tubos de 15 ml, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	tubos de 15 ml
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	10 x 5

Size

Largura do produto	127 mm
Altura do produto	46 mm
Comprimento do produto	205 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 10 x 5, adequado para tubos de 15 ml

Page 2

Material & colours

Material do produto	poliestireno expandido
Cor do produto	branca
Material de fechamento	styrofoam
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	21
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	21
Unidades por palete	882
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0271 kg
Peso da embalagem externa	0.58 kg
EAN da caixa interna	4038917095594
EAN da embalagem externa	4038917007771

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT