




Product Specification

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Page 1



Product description

Order number	95.983
Descrição do artigo	IsoFreeze® MCT Rack, material: PP, de várias cores, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Indicado para	recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Dimensão da grade	6 x 4

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	de várias cores
Cor da tampa	transparente
Cor do quadro	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-26

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	5
Unidades por palete	240
Profundidade da embalagem externa	197 mm
Largura da embalagem externa	93 mm
Altura da embalagem externa	584 mm
Volume da embalagem externa	0.0107 cbm
Peso do produto	0.349 kg
Peso da embalagem externa	2.5 kg
EAN da caixa interna	4038917394895
EAN da embalagem externa	4038917394888

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-26

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT