



Product description

Order number	65.108
Descrição do artigo	Tampa de pressão, branca, adequado para Recipiente de amostra de 2 ml 73.641, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Recipiente de amostra de 2 ml 73.641

Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	640000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0004 kg
Peso da embalagem externa	4.1 kg
EAN da caixa interna	4038917080866
EAN da embalagem externa	4038917000048

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

