



### Product description

Order number	65.791
Descrição do artigo	Tampa de pressão, natural, adequado para tubos de Ø 24,8 mm, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	tubos de Ø 24,8 mm

### Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	natural

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	84000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.002 kg
Peso da embalagem externa	4.61 kg
EAN da caixa interna	4038917084147
EAN da embalagem externa	4038917002998

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

