



### **Product description**

Order number	65.793.320
Descrição do artigo	Tampa de pressão, violeta, adequado para tubos Ø 16-17 mm, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	tubos Ø 16-17 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	violeta

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	200000
Volume da embalagem externa	0.0414 cbm
Peso do produto	0.0014 kg
Peso da embalagem externa	7.58 kg
EAN da caixa interna	4038917368575
EAN da embalagem externa	4038917368568

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

