



### Product description

Order number	65.809.003
Descrição do artigo	Tampa de pressão, violeta, adequado para tubos de Ø 11,5 e 12 mm, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	tubos de Ø 11,5 e 12 mm

### Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	violeta

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	420000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0396 cbm
Peso do produto	0.0006 kg
Peso da embalagem externa	6.66 kg
EAN da caixa interna	4038917121316
EAN da embalagem externa	4038917017770

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

