



Product description

Order number	55.1578
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para citômetro de fluxo FACSCan, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	citômetro de fluxo FACSCan
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 72000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 265 mm
Volume da embalagem 0.042 cbm
externa
Peso do produto 0.0021 kg
Peso da embalagem externa 4.71 kg
EAN da caixa interna 4038917087087
EAN da embalagem externa 4038917005555

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

