



Product description

Order number	55.1579
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para citómetro de fluxo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	citómetro de fluxo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	embalagem empilhável
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	112000
Profundidade da caixa interna	394 mm
Largura da caixa interna	77 mm
Altura da caixa interna	179 mm
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	383 mm
Altura da embalagem externa	175 mm
Volume da embalagem externa	0.0287 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	5.82 kg
EAN da caixa interna	4038917157735
EAN da embalagem externa	4038917157728

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

