



Product description

Order number	55.1579.002
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para citómetro de fluxo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	citómetro de fluxo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0298 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	3.18 kg
EAN da caixa interna	4038917162746
EAN da embalagem externa	4038917162739

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

