



Product description

Order number	55.459
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 36000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0046 kg
Peso da embalagem externa 5.28 kg
EAN da caixa interna 4038917081672
EAN da embalagem externa 4038917000789

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

