



### **Product description**

Order number	55.466
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 11,5 ml, (CxØ): 100 x 15,7 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 250 unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	11,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

### **Size**

Diâmetro	15.7 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 250  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 48000  
Profundidade da caixa interna 336 mm  
Largura da caixa interna 102 mm  
Altura da caixa interna 174 mm  
Profundidade da embalagem 388 mm  
externa  
Largura da embalagem 378 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 215 mm  
Volume da embalagem 0.0315 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0055 kg  
Peso da embalagem externa 6.1 kg  
EAN da caixa interna 4038917081740  
EAN da embalagem externa 4038917000857

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

