



### **Product description**

Order number	55.468.001
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 95 x 16,8 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### **Size**

Diâmetro	16.8 mm
Comprimento do produto	95 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	28000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0298 cbm
Peso do produto	0.0069 kg
Peso da embalagem externa	4.03 kg
EAN da caixa interna	4038917106962
EAN da embalagem externa	4038917011594

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

