



Product description

Order number	55.475
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 112000
Profundidade da caixa interna 416 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 193 mm
Profundidade da embalagem 428 mm
externa
Largura da embalagem 383 mm
externa
Altura da embalagem externa 175 mm
Volume da embalagem 0.0287 cbm
externa
Peso do produto 0.0031 kg
Peso da embalagem externa 6.89 kg
EAN da caixa interna 4038917081832
EAN da embalagem externa 4038917000949

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

