



Product description

Order number	55.475.200
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para Tecan Genesis, FE500, 490 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Tecan Genesis, FE500
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1960
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 490
Unidades por caixa 1960
Unidades por palete 109760
Profundidade da caixa interna 405 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 193 mm
Profundidade da embalagem externa 428 mm
Largura da embalagem externa 383 mm
Altura da embalagem externa 175 mm
Volume da embalagem externa 0.0287 cbm
Peso do produto 0.003 kg
Peso da embalagem externa 6.83 kg
EAN da caixa interna 4038917158466
EAN da embalagem externa 4038917158459

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

