



Product description

Order number	55.475.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 120000
Volume da embalagem externa 0.0282 cbm
Peso do produto 0.0031 kg
Peso da embalagem externa 6.91 kg
EAN da caixa interna 4038917367073
EAN da embalagem externa 4038917367066

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

