



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 55.475.305 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g |

Size

| | |
|------------------------|-------|
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 72000
Volume da embalagem externa 0.0492 cbm
Peso do produto 0.0031 kg
Peso da embalagem externa 6.66 kg
EAN da caixa interna 4038917367103
EAN da embalagem externa 4038917367097

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

