



Product description

Order number	55.476.061
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para Vitek e Vitek 2 da bioMérieux, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Vitek e Vitek 2 da bioMérieux
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 120000
Profundidade da caixa interna 387 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 176 mm
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 358 mm
externa
Altura da embalagem externa 175 mm
Volume da embalagem 0.0249 cbm
externa
Peso do produto 0.0028 kg
Peso da embalagem externa 6.2 kg
EAN da caixa interna 4038917107631
EAN da embalagem externa 4038917011839

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

