



Product description

Order number	55.484.001
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	natural
Material do tubo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	64000
Profundidade da embalagem externa	648 mm
Largura da embalagem externa	420 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0395 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	5.91 kg
EAN da caixa interna	4038917107846
EAN da embalagem externa	4038917012010

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

