



Product description

Order number	55.495
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 8,5 ml, (CxØ): 75 x 15,7 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	8,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	15.7 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 60000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.0042 kg
Peso da embalagem externa 9.01 kg
EAN da caixa interna 4038917082013
EAN da embalagem externa 4038917001120

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

