



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 55.511 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 14 ml, (CxØ): 119 x 15,5 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 14 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g |

Size

| | |
|------------------------|---------|
| Diâmetro | 15.5 mm |
| Comprimento do produto | 119 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 30000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.0048 kg
Peso da embalagem externa 5.43 kg
EAN da caixa interna 4038917082068
EAN da embalagem externa 4038917001151

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

