



### **Product description**

Order number	55.515
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

### **Size**

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 36000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem 0.0475 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0039 kg  
Peso da embalagem externa 4.56 kg  
EAN da caixa interna 4038917082105  
EAN da embalagem externa 4038917001199

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

