



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 55.516.015 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 100 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 8 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro | 13 mm |
| Altura do produto | 100 mm |
| Comprimento do produto | 100 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 96000
Volume da embalagem 0.0366 cbm
externa
Peso do produto 0.0041 kg
Peso da embalagem externa 9.25 kg
EAN da caixa interna 4038917108959
EAN da embalagem externa 4038917074681

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

