



### **Product description**

Order number	55.516.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 100 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	100 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 56000  
Volume da embalagem externa 0.0649 cbm  
Peso do produto 0.0035 kg  
Peso da embalagem externa 7.63 kg  
EAN da caixa interna 4038917367196  
EAN da embalagem externa 4038917367189

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

