



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 55.517 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 95 x 24,8 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 250 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 30 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g |

Size

| | |
|------------------------|---------|
| Diâmetro | 24.8 mm |
| Comprimento do produto | 95 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 18000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0087 kg
Peso da embalagem externa 5.02 kg
EAN da caixa interna 4038917082129
EAN da embalagem externa 4038917001212

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

