



Product description

Order number	55.525.002
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, marrom, tampa de pressão, adequado para Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0025 kg
Peso da embalagem externa	5.57 kg
EAN da caixa interna	4038917109147
EAN da embalagem externa	4038917012355

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

