



### Product description

Order number	55.525.061
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com escala, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 4000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 48000  
Volume da embalagem 0.1237 cbm  
externa  
Peso do produto 0.001 kg  
Peso da embalagem externa 5.85 kg  
EAN da caixa interna 4038917276825  
EAN da embalagem externa 4038917276818

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

