



Product description

Order number	55.525.302
Descrição do artigo	Tubo de suporte, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, marrom, tampa de pressão, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto marrom

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 60000
Volume da embalagem externa 0.046 cbm
Peso do produto 0.0026 kg
Peso da embalagem externa 5.72 kg
EAN da caixa interna 4038917367257
EAN da embalagem externa 4038917367240

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

