



### **Product description**

Order number	55.525.500
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 500 unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Size**

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 112000  
Profundidade da caixa interna 413 mm  
Largura da caixa interna 76 mm  
Altura da caixa interna 189 mm  
Profundidade da embalagem 428 mm  
externa  
Largura da embalagem 383 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 175 mm  
Volume da embalagem 0.0287 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 5.88 kg  
EAN da caixa interna 4038917375924  
EAN da embalagem externa 4038917375917

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

