



### **Product description**

Order number	55.525.505
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Size**

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 84000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem 0.0396 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 5.78 kg  
EAN da caixa interna 4038917375955  
EAN da embalagem externa 4038917375948

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

