



Product description

Order number	55.526.006
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, natural, tampa montada, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	Tampa de ventilação
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0029 kg
Peso da embalagem externa	3.61 kg
EAN da caixa interna	4038917109314
EAN da embalagem externa	4038917012485

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

